

Allmed
Pronefro BR

Dialisadores Capilares

Os Dialisadores Allmed Pronefro são fabricados com a membrana mais Biocompatível no mundo, a Polisulfona desenvolvida com a Alta tecnologia de Micro-Ondulação a qual garante a mais alta eficiência e resultados de depuração, além do sistema inovador de esterilização a Vapor em Autoclave garantindo maior Biocompatibilidade com o paciente.



Allmed
Pronefro BR

Dialisadores ALTO FLUXO



Dialisador Alto Fluxo de Alta Performance Área 1.8
Membrana de Polissulfona
REF: PLATINUM H4



Dialisador Alto Fluxo de Alta Performance Área 2.0
Membrana de Polissulfona
REF: PLATINUM H5



Dialisador Alto Fluxo de Alta Performance Área 2.2
Membrana de Polissulfona
REF: PLATINUM H6



Dialisador Alto Fluxo de Alta Performance Área 1.8
Membrana de Polissulfona
Tampas Rosqueáveis
REF: PLATINUM H4U



Dialisador Alto Fluxo de Alta Performance Área 2.0
Membrana de Polissulfona
Tampas Rosqueáveis
REF: PLATINUM H5U



Dialisador Alto Fluxo de Alta Performance Área 2.2
Membrana de Polissulfona
Tampas Rosqueáveis
REF: PLATINUM H6U

Tipo de Fibra	Alto Fluxo														
Tipo de Esterilização	Vapor														
Código	Volume de enchimento de sangue (ml)			Área de superfície (m2)			UF ml/hr* mmHg			Diâmetro Interno (µm)			Espessamento de Parede (µm)		
PLATINUM H1	59			1.0			32			200			40		
PLATINUM H2	69			1.3			43								
PLATINUM H2X	75			1.4			47								
PLATINUM H3	86			1.6			53								
PLATINUM H4	105			1.8			58								
PLATINUM H5	109			2.0			66								
PLATINUM H6	115			2.2			74								
Depuração in vitro (ml/min) QDMax. = 500ml/min QF= 0ml/min, T = 37°C TMP Max. = 500mmHg	Ureia			Creatina			Fosfato			Vitamina B12			Inulina		
QB ml/min	200	300	400	200	300	400	200	300	400	200	300	400	200	300	400
PLATINUM H1	185	241	275	170	207	231	156	191	211	108	121	129	74	80	84
PLATINUM H2	191	258	299	178	225	254	172	211	237	126	144	155	89	96	103
PLATINUM H2X	192	261	303	180	231	261	176	219	243	133	152	163	93	103	108
PLATINUM H3	193	264	310	183	234	267	178	225	254	136	157	170	97	110	115
PLATINUM H4	194	270	319	187	245	281	183	236	270	145	170	186	109	121	129
PLATINUM H5	196	275	328	189	250	289	186	241	278	148	175	191	115	129	136
PLATINUM H6	197	279	335	191	256	298	188	247	287	153	183	201	121	137	145

Dialisadores BAIXO FLUXO



**Dialisador Baixo Fluxo de
Alta Performance Área 1.6
Membrana de Polisulfona**

REF: PS 160



**Dialisador Baixo Fluxo de
Alta Performance Área 1.8
Membrana de Polisulfona**

REF: PS 180



**Dialisador Baixo Fluxo de
Alta Performance Área 2.0
Membrana de Polisulfona**

REF: PS 200



**Dialisador Baixo Fluxo de
Alta Performance Área 2.2
Membrana de Polisulfona**

REF: PS 220

Tipo de Fibra	Baixo Fluxo											
Tipo de Esterilização	Vapor											
Código	Volume de enchimento de sangue (ml)			Área de superfície (m2)			UF ml/hr* mmHg			Diâmetro Interno (µm)		Espessamento de Parede (µm)
PS 100	59			1.0			6.3			200		40
PS 130	69			1.3			8.2					
PS 140	75			1.4			8.9					
PS 160	86			1.6			10.1					
PS 180	105			1.8			11.3					
PS 200	109			2.0			12.4					
PS 220	115			2.2			14.7					
Depuração in vitro (ml/min) QDMax. = 500ml/min QF= 0ml/min, T = 37°C TMP Max. = 500mmHg	Ureia			Creatina			Fosfato			Vitamina B12		
QB ml/min	200	300	400	200	300	400	200	300	400	200	300	400
PS 100	181	231	---	163	198	---	135	156	---	73	78	---
PS 130	187	244	278	174	217	243	144	170	184	86	96	99
PS 140	189	249	285	177	223	250	149	175	192	91	100	104
PS 160	190	254	292	180	229	258	153	182	200	98	109	114
PS 180	193	260	300	183	235	265	158	190	208	107	120	128
PS 200	194	263	305	185	239	270	160	194	213	111	124	133
PS 220	196	273	322	187	248	287	168	208	228	113	128	134



Allmed Pronefro BR