



Allmed  
Pronefro BR

---

# Kits de Linhas de Sangue

O Kits de Linhas de Sangue Allmed Pronefro contém os seguintes produtos em uma única embalagem:

1 Linha arterial com ramal para entrada de Soro de 140cm com perfurador na extremidade, pronto para perfurar a bolsa de soro, esse ramal ainda possui uma entrada em "Y" a qual permite a equipe fazer administração de medicamentos e transfusão de sangue, muito utilizado na UTI;

1 Linha Venosa Universal;

1 Isolador de pressão;

Disponíveis para todos os modelos de máquinas, com seguimento de bomba de 6mm e 8 mm.



Allmed  
Pronefro BR

# Kits de Linhas Arteriais e Venosas



**Kit de Linha Arterial e Venosa – Composto por Uma Linha Arterial 6mm com Extensão de Soro com Perfurador, Linha Venosa com Catabolha e Isolador de Pressão**

REF: 71AV/00042BP



**Kit de Linha Arterial e Venosa – Composto por Uma Linha Arterial 8mm sem Catabolha com Entrada para Soro, Ramal Pré Bomba para Monitorar Pressão Arterial e Ramal de Heparina, Linha Venosa com Catabolha e Isolador de Pressão**


REF: 71AV/00046BP



**Kit de Linha Arterial e Venosa – Composto por Uma Linha Arterial 8mm sem Catabolha com Extensão de Soro com Perfurador, Ramal Pré Bomba para Monitorar Pressão Arterial e Ramal de Heparina, Linha Venosa com Catabolha e Isolador de Pressão**

REF: 71AV/00184BP





**Kit de Linha Arterial e Venosa – Composto por Uma Linha Arterial 8mm com Entrada para Soro e Ramal de Heparina, Linha Venosa com Catabolha e Isolador de Pressão**

**REF: 71AV/00044BP**



**Kit de Linha Arterial e Venosa – Composto por Uma Linha Arterial 8mm sem Catabolha com Extensão de Soro com Perfurador e Ramal de Heparina, Linha Venosa com Catabolha e Isolador de Pressão.**

**REF: 71AV/00314BP**

The background is a solid teal color with faint, semi-transparent silhouettes of medical equipment, including what appears to be a dialyzer and various tubes, arranged in a circular pattern.

# Allmed Pronefro BR