

Allmed
Pronefro BR

**KIT DE LINHAS
DE SANGUE**

ARTERIAL E VENOSA

**CATÁLOGO DE
PRODUTOS**



LINHAS DE SANGUE ARTERIAL E VENOSA

A Allmed Pronefro oferece uma linha completa de produtos de alta qualidade para atender às necessidades de clínicas e hospitais. Nossa gama de Linhas de Sangue inclui:

- Linhas de Sangue Arteriais
- Linhas de Sangue Venosas

Oferecemos soluções específicas para cada tipo de tratamento, nas seguintes apresentações:

- Adulto
- Pediátrico
- Neonatal

Nossas Linhas de Sangue são fabricadas em PVC de grau médico, um material atóxico e livre de látex, garantindo a segurança e o bem-estar dos pacientes. Todos os produtos são certificados e aprovados conforme os rigorosos padrões da Farmacopeia Europeia.

LINHA ARTERIAL

Modelos Adulto e Pediátrico



LINHA ARTERIAL PEDIÁTRICA 6mm

REF:72BRAAR0008S

Com entrada para soro e Ramal de Heparina Dialine



LINHA ARTERIAL 8mm

REF:72BRAAR0005S

Sem Catabolha com entrada para soro e Ramal de Heparina Dialine



LINHA ARTERIAL 8mm

REF:72BRAAR0018S

Sem Catabolha, com entrada para soro, Ramal Pré Bomba para monitorar pressão arterial e Ramal de Heparina Dialine



LINHA ARTERIAL NEONATAL 4mm

REF:72BRAAN0001S

Com entrada para soro, Ramal Pré Bomba para monitorar pressão arterial, Ramal Heparina Dialine



LINHA ARTERIAL 8mm

REF:72BRAAR0027S

Sem Catabolha com entrada para soro Dialine

LINHA VENOSA

Modelos Adulto e Pediátrico

UNIVERSAL



LINHA VENOSA

REF:72BRAVE0004S

Com Catabolha e Ramal para Medir a Pressão Venosa Adulto Dialine

PEDIÁTRICA



LINHA VENOSA

REF:72BRAVE0008S

Com Catabolha e Ramal para Medir a Pressão Venosa Dialine

NEONATAL



LINHA VENOSA

REF:72BRAVN0001S

Com Catabolha e Ramal para Medir a Pressão Venosa e Isolador de pressão Dialine

KITS DE LINHAS DE SANGUE

Os Kits de Linha Arterial e Venosa Dialine são produtos que trazem praticidade para o tratamento renal. Isolador de Pressão e Tampa Luer macho, embalados em papel grau cirúrgico e esterilizados.

O Kit de Linhas de Sangue Allmed Pronefro contém os seguintes produtos em uma única embalagem:

- 1 Linha arterial com ramal para entrada de Soro de 140cm com perfurador na extremidade, pronto para perfurar a bolsa de soro, esse ramal ainda possui uma entrada em "Y" a qual permite a equipe fazer administração de medicamentos e transfusão de sangue, muito utilizado na UTI;
- 1 Linha Venosa Universal;
- 1 Isolador de pressão;

***Disponíveis para todos os modelos de máquinas, com seguimento de bomba de 6mm e 8mm.**

KITS DE LINHAS ARTERIAIS E VENOSAS



Kit de Linha Arterial e Venosa

6mm - REF:71AV/00042BP

Composto por uma linha arterial 6mm com Extensão de Soro com Perfurador, Linha Venosa com Catabolha e Isolador de Pressão



Kit de Linha Arterial e Venosa

8mm - REF:71AV/00044BP

Composto por uma Linha Arterial 8mm com Entrada para Soro e Ramal de Heparina, Linha Venosa com Catabolha e Isolador de Pressão



Kit de Linha Arterial e Venosa

8mm - REF:71AV/00046BP

Composto por uma linha arterial 8mm sem Catabolha com Entrada para Soro, Ramal Pré Bomba para Monitorar Pressão Arterial e Ramal de Heparina, Linha Venosa com Catabolha e Isolador de Pressão



Kit de Linha Arterial e Venosa

8mm - REF:71AV/00314BP

Composto por uma linha arterial 8mm sem Catabolha com Entrada para Soro, com Perfurador e Ramal de Heparina, Linha Venosa com Catabolha e Isolador de Pressão



Kit de Linha Arterial e Venosa

8mm - REF:71AV/00184BP

Composto por uma linha arterial 8mm sem Catabolha com Extensão de Soro com Perfurador, Ramal Pré Bomba para Monitorar Pressão Arterial e Ramal de Heparina, Linha Venosa com Catabolha e Isolador de Pressão



- FABRICAÇÃO EM PVC GRAU MÉDICO
- ATÓXICO E LIVRE DE LÁTEX
- ARTERIAL E VENOSA
- SEGMENTO DE BOMBA DE 4 MM / 6MM / 8MM
- CERTIFICADAS E APROVADAS CONFORME FARMACOPEIA EUROPEIA





+55 41 3059-5757

comercial@allmedgroup.com.br

www.allmedgroup.com.br

Allmed Pronefro BR
Rua Matheus Pereira de
Carvalho, 878 Pinhais | PR |
Brasil
CEP 83323-220

Fabricado por:
Allmed Medical GmbH
Rua Mittelbacher, 18
01896 Pulsnitz
Alemanha

Allmed
Pronefro BR