

CATÁLOGO DE
PRODUTOS

LINHAS DE SANGUE

ARTERIAL E VENOSA

Allmed
Pronefro BR



LINHAS DE SANGUE ALLMED


A Allmed Pronefro oferece uma linha completa de produtos de alta qualidade para atender às necessidades de clínicas e hospitais. Nossa gama de Linhas de Sangue inclui:

- **Linhas de Sangue Arterial**
- **Linhas de Sangue Venosa**

Oferecemos soluções específicas para cada tipo de tratamento, nas seguintes apresentações:

- **Adulto**
- **Pediátrico**

Todos os produtos são certificados e aprovados conforme os rigorosos padrões da Farmacopeia Europeia.



Tubo de sangue é feito de material de PVC de grau médico, um material livre de látex.



Conectores do paciente: melhor aderência na parte rotativa para uma conexão segura ao acesso vascular do paciente



Grampos pequenos e grandes com características ergonômicas ideais e adequados para uso eficaz em todas as dimensões de tubos disponíveis. Local de injeção: proteção maior para os dedos, sem látex.



Conectores do dialisador: conectores em formato de asa garantem um travamento seguro nas portas do dialisador



Conector recirculador: pode conectar linha venosa e arterial para recirculação com possibilidade de ser pendurado



Com Catabolha e ramal para medir a pressão venosa Dialine

LINHAS DE SANGUE ARTERIAL E VENOSA

A Allmed Pronefro oferece uma linha completa de produtos de alta qualidade para atender às necessidades de clínicas e hospitais. Nossa gama de Linhas de Sangue inclui:

- **Linhas de Sangue Arteriais**
- **Linhas de Sangue Venosas**

Oferecemos soluções específicas para cada tipo de tratamento, nas seguintes apresentações:

- **Adulto**
- **Pediátrico**

Nossas Linhas de Sangue são fabricadas em PVC de grau médico, um material atóxico e livre de látex, garantindo a segurança e o bem-estar dos pacientes. Todos os produtos são certificados e aprovados conforme os rigorosos padrões da Farmacopeia Europeia.

LINHA ARTERIAL

Modelos Adulto e Pediátrico



LINHA ARTERIAL PEDIÁTRICA

REF:72BRAAR0008S

6mm

Com entrada para soro e Ramal de Heparina Dialine



LINHA ARTERIAL

REF:72BRAAR0005S

8mm

Sem Catabolha com entrada para soro e Ramal de Heparina Dialine



LINHA ARTERIAL

REF:72BRAAR0027S

8mm

Sem Catabolha com entrada para soro Dialine



LINHA ARTERIAL

REF:72BRAAR0018S

8mm

Sem Catabolha, com entrada para soro, Ramal Pré Bomba para monitorar pressão arterial e Ramal de Heparina Dialine

LINHA VENOSA

Modelos Adulto e Pediátrico

UNIVERSAL

LINHA VENOSA

REF:72BRAVE0004S

Com Catabolha e Ramal para Medir a Pressão Venosa Adulto Dialine



PEDIÁTRICA

LINHA VENOSA

REF:72BRAVE0008S

Com Catabolha e Ramal para Medir a Pressão Venosa Dialine





+55 41 3059-5757

comercial@allmedgroup.com.br

www.allmedgroup.com.br

Allmed Pronefro BR
Rua Matheus Pereira de Carvalho, 878 Pinhais
| PR | Brasil
CEP: 83323-220

Fabricado por:
Allmed Medical GmbH
Rua Mittelbacher, 18
01896 Pulsnitz | Alemanha

Allmed
Pronefro BR